




Ozonit®

# BLEKMEDEL MED DESINFICERANDE VERKAN

- ▲ Till kemotermisk desinfektion av textilier vid 60 °C och 70 °C enligt RKI rekommendationer (Robert-Koch-Insitut)
- ▲ Kan användas vid desinfektion av textilier som användes vid operationer enligt anvisningar om medicinsk utrustning (kungörelse nr. 734, EU-direktiv 93/42/EEC)
- ▲ Minskar energiförbrukningen i tvättprocessen
- ▲ Ökad livslängd på textilierna
- ▲ Minimalt slitage på textilierna
- ▲ Miljöcertifierad



5093 0007  
Part of a multi-  
component system

## CE0297

### ANVÄNDNING

Ozonit bleker och desinficerar alla tvätt- och blekbara textilier (ej ull och silke).  
Till kemotermisk desinfektion.

### BRUKSANVISNING

Våra tvätttekniker kan utarbeta en detaljerad tvättprocess baserad på det enskilda tvätteriets behov.

### DOSERING

Dosera efter doseringsinstruktionerna och efter besmuttningsgraden

Lätt: 1-4 g pr. kg torr tvätt.

Medium: 5-6 g pr. kg torr tvätt.

Hård: 7-10 g pr. kg torr tvätt.

Vid behov av kemisktermisk desinfektion vid 60grC skall det användas 8g/kg textil. Se separat godkännande för desinfektion.

### SÄKERHET OCH MILJÖ

Följ vänligast säkerhetsinstruktionerna på våra säkerhetsdatablad.

### SAMMANSÄTTNING

Syrebaserat blekmedel, organiskt syra, innehåller desinfektionsmedel, perättiksyra

### FYSISK OCH KEMISK DATA

Densitet: 1120 g/l

pH-värde: 1

### EMBALLAGE

22 kg dunk

Art nr. 101 30 00 · Enheter/pall 24

220 kg fat

Art nr. 101 30 20 · Enheter/pall 4

### LAGRING

Förvaras svalt i stängt originalemballage på en väl ventilerad plats.